

Cold Chamber Shot Sleeve Overhaul Service

Può essere revisionata qualsiasi tipologia di contenitore

Il servizio di rigenerazione comprende:

- Pulizia del pezzo
- Controllo
- Allargamento foro alla misura richiesta
- Eventuali modifiche diametri e lunghezze
- Ripresa smussi
- Rettifica e lappatura del foro interno ottenendo una rugosità pari a $Ra = 0,025$
- Final check-up
- Trattamento superficiale Controlled Liquid Ionic Nitriding CLIN NIVE TM™



Prima



Dopo